



Wieder verwendbare manuelle Beatmungsbeutel mit optionalem Sauerstoffreservoir

Der manuelle Beatmungsbeutel ist für die effektive Atemunterstützung vorgesehen. Durch seine einfache, sichere Konstruktion ist er für den Einsatz in akuten Situationen sehr gut geeignet.

Außerdem eignet sich der manuelle Beatmungsbeutel auch für Routinemaßnahmen in Krankenhäusern, beispielsweise für die Verlegung von Patienten oder als Notfallsersatz für Beatmungsgeräte und Anästhesiesysteme.

Bei dem manuellen Beatmungsbeutel handelt es sich um ein sicheres, benutzerfreundliches Beatmungssystem. Seine Bauweise ermöglicht eine einfache, fehlerfreie Montage. Alle Anschlüsse erfüllen die ISO-Norm 8382. Das Expirationsventil verhindert effektiv eine Rückführung des Atemgases, d. h. ausgeatmete Luft wird nicht wieder eingeatmet.

- Drei unterschiedliche Größen – für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder – bieten eine breite Palette an Tidalvolumina.
- Der Schnellanschluss zwischen Ausatemventil und Blasebalg ermöglicht eine schnelle, sichere Verbindung.
- Das 360°-Drehgelenk zwischen Ausatemventil und Patientenanschluss bietet uneingeschränkte Bewegungsfreiheit.
- Das Pop-Off-Ventil bei Modellen für Kinder und Kleinkinder beschränkt den Atemwegsdruck auf 40 cm H₂O
- Die Verwendung von Silikon und Polysulphon stellt eine lange Lebensdauer sicher und minimiert dadurch die Austauschkosten.
- Einfach zu zerlegen und zu reinigen.
- Autoklavierbar, um das Risiko einer Kreuzkontamination zwischen Patienten zu senken.



Technische Daten

	Erwachsene	Kinder	Kleinkinder
Volumen, Beatmungsbeutel (ml)	1500	500	280
Volumen, Sauerstoffreservoir (ml)	2500	2500	600
Hubvolumen (ml)	800*	350	100

*Ein Hubvolumen von 1350 ml kann mit zwei Händen erreicht werden.

Material

Beatmungsbeutel	Silikongummi
Ventile	Polysulphon/Silikon
Sauerstoffreservoirbeutel (optional)	Polyvinylchlorid

Anschlüsse

ISO-Norm	8382
Pop-Off-Ventil	40 cm H ₂ O
PEEP-Ventil (optional)	2–10 cm H ₂ O oder 5–20 cm H ₂ O
Lagerbedingungen	-40 °C bis +60 °C

Diese Produkte entsprechen den Bestimmungen der EU-Richtlinie 93/42/EEG, betreffend medizinische Geräte, Annex I – Grundlegende Anforderungen.

Bestellinformationen

Die Bestellliste unten enthält einige Vorschläge für Standardkonfigurationen.

Bestellnummer Beschreibung

Erwachsene

8570015	Beatmungsbeutel, Erwachsene, 1500 ml
8570016	Beatmungsbeutel, Erwachsene, 1500 ml, Maskengröße 4
8570017	Beatmungsbeutel, Erwachsene, 1500 ml, Maskengröße 4, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel
8570018	Beatmungsbeutel, Erwachsene, 1500 ml, Maskengröße 5
8570019	Beatmungsbeutel, Erwachsene, 1500 ml, Maskengröße 5, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel

Kinder

8570020	Beatmungsbeutel, Kinder, 500 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil
8570021	Beatmungsbeutel, Kinder, 500 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 2
8570022	Beatmungsbeutel, Kinder, 500 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 2, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel
8570023	Beatmungsbeutel, Kinder, 500 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 3
8570024	Beatmungsbeutel, Kinder, 500 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 3, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel

Kleinkinder

8570025	Beatmungsbeutel, Kleinkinder, 280 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil
8570026	Beatmungsbeutel, Kleinkinder, 280 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 0
8570027	Beatmungsbeutel, Kleinkinder, 280 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 0, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel
8570028	Beatmungsbeutel, Kleinkinder, 280 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 1
8570029	Beatmungsbeutel, Kleinkinder, 280 ml, 40 cm H ₂ O Pop-Off-Ventil, Maskengröße 1, Reservoirventil und Sauerstoffreservoirbeutel

Zubehörteile für manuelle Beatmungsbeutel

421703100	PEEP-Ventil, 2–10 cm, H ₂ O, 30 mm Innendurchmesser, wieder verwendbar
412703200	PEEP-Ventil, 5–20 cm, H ₂ O, 30 mm Innendurchmesser, wieder verwendbar
421780200	PEEP-Ventil Adapter, 30 mm Außendurchmesser, wieder verwendbar (erforderlich für PEEP-Ventil)

GE Healthcare

P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finnland

T: +358 10 394 11 • F: +358 9 146 3310

www.gehealthcare.com

Deutschland

Munzinger Str. 3
79111 Freiburg
T: +49 761 4543 0
F: +49 761 4543 233

GE Healthcare Service Center
T: 0800 434325842273
T: 0800 GEHealthcare

© 2007 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE und GE Monogram sind Marken der General Electric Company. GE Healthcare Oy wird unter dem Namen GE Healthcare geführt.

Detaillierte Informationen zur Verwendung des Produkts sind der dem Gerät beiliegenden Gebrauchsanweisung zu entnehmen.



GE imagination at work