
















# Zubehör, Adapter und Konnektoren für Critikon-Blutdruckmanschetten

## Adapter

















	Teile-Nr.	Beschreibung	Für	Verpackungseinheit
	330046	Y-Adapter, 2x Schraubverschluß auf 1x Bajonettstecker	Philips (Hewlett Packard)-, Siemens-, Datascope- und Spacelabs-Monitore	Einzel
	330066	Y-Adapter, 2x Luer-Slip-Stecker auf 1x Subminiatur-Buchse	Protocol-Monitore	10/Pack
	330069	Y-Adapter, 2x Luer-Slip-Stecker auf 1x Subminiatur-Stecker	Nihon Kohden-Monitore	10/Pack
	330062	Y-Adapter, 2x Luer-Slip-Stecker auf 1x nicht spezifische Verbindung	Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	10/Pack
	330048	Y-Adapter, 2x Schraubverschluß mit Innengewinde, 1x nicht spezifische Verbindung	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	Einzel
	330071	Y-Adapter, 2x Luer-Slip-Stecker auf Bajonettstecker	Philips (Hewlett Packard), Siemens, Spacelabs und Datascope	10/Pack
	300829	Y-Adapter, 2x Schlauch auf 1x Schlauch, nicht spezifische Verbindung	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen	Einzel
	330049	Y-Adapter, 2x Slip-Luer-Buchse auf 1x Slip-Luer-Stecker.	Philips (Hewlett Packard), Siemens, Datascope, Colin, Protocol und Spacelabs	Einzel
	330080	Schnellverbindungs-Y-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 1x Bajonettstecker	Kompatibel mit Philips (HP)-, Siemens-, Spacelabs- + Datascope-Monitoren in Verbin. mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	330082	Schnellverbindungs-Y-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 1x Subminiatur-Buchse	Kompatibel mit Protocol-Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	330083	Schnellverbindungs-Y-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 1x Subminiatur-Stecker	Kompatibel mit Nihon Kohden-Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	330084	Schnellverbindungs-Y-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 1x nicht spezifische Verbindung	Kompatibel mit individuellen Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	330085	Schnellverbindungs-X-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 1x gekoppeltes Subminiatur-Paar	Kompatibel mit Datex-Ohmeda-Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack



## Adapter

	Teile-Nr.	Beschreibung	Für	Verpackungseinheit
	330086	Schnellverbindungs-X-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 2x Bajonettstecker	Kompatibel mit MDE- und Spacelabs-Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	330087	Schnellverbindungs-X-Adapter, 2x Subminiatur-Stecker auf 2x Schraub-Konnektor	Kompatibel mit Dinamap-Monitoren in Verbindung mit allen Critikon-Subminiatur-Manschetten	10/Pack
	300939	X-Adapter, 2x Subminiatur-Buchse auf 2x Slip-Luer-Stecker.	GE-Monitore	
	330063	X-Adapter, 2x Slip-Luer-Stecker auf gekoppeltes Subminiatur-Paar	Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	10/Pack
	330067	X-Adapter, 2x Slip-Luer-Stecker auf 2x Bajonettstecker	MDE- und Spacelabs-Monitore	10/Pack
	300959	Schlauch, Grau, 2 Zoll, 5/32 Zoll ID, nicht spezifische Verbindung	GE Critikon-Blutdruckmanschetten	10/Pack
	300967	Schlauch, Grau, 13 Zoll, 5/32 Zoll ID	Handgeräte, Wandmanometer und Aneroidmessgeräte	10/Pack
	330073	Luftschlauch- und Ersatz-Konnektorteil für das monitorseitige Ende eines Critikon-Luftschlauchs. Das Kit enthält: graue Kunststoffummantelung, blaues Konnektorteil und 2 O-Ringe	GE Dinamap MPS-, Compact-, PRO Serie-Monitore	10/Pack
	300856	Adapter, Wandmanometer-Einheit	Handgeräte, Wandmanometer und Aneroidmessgeräte	Einzel
	330075	Wandmanometer-Einheit, Subminiatur-Konnektoren	Wandmanometer	10/Pack
	330076	Wandmanometer-Einheit, Schraub-Konnektoren	Wandmanometer	10/Pack
	330090	Schnellverbindung Subminiatur-Stecker 5/32 Zoll	GE Solar-, Dash-, Eagle- und TRAM-Monitoring-Systeme	10/Pack
	330091	Schnellverbindung Subminiatur-Stecker 1/8 Zoll	GE Solar-, Dash-, Eagle- und TRAM-Monitoring-Systeme	10/Pack
	330092	Schnellverbindung Subminiatur-Buchse 5/32 Zoll	GE Solar-, Dash-, Eagle- und TRAM-Monitoring-Systeme	10/Pack
	330078	Neonatal-Adapter 1x Schlauch auf 2x Schlauch	Spacelabs	10/Pack
	330088	Neonatal-Adapter 1x Schlauch auf 1x Schlauch	Spacelabs	10/Pack

## Luftschlauch-Konnektoren

	Teile-Nr.	Beschreibung	Für	Verpackungseinheit
	300619	Konnektor, Schraubverschluß auf 1/8 Zoll ID Schlauch, Metall	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	2/Pack
	300662	Konnektor, Schraube mit Außengewinde auf Slip-Luer-Stecker, Kunststoff	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	10/Pack
	300664	Konnektor, Schraube mit Außengewinde auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	Für eine einrichtungswite Manschettenstandardisierung	10/Pack
	300666	Konnektor, Slip-Luer-Stecker auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	10/Pack
	300667	Konnektor, Slip-Luer-Stecker auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Metall	Welch Allyn-, Baum- und andere manuelle Blutdrucksysteme	10/Pack
	300669	Konnektor, Slip-Luer-Verschluß auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Metall	Welch Allyn-, Baum- und andere manuelle Blutdrucksysteme	10/Pack
	300670	Konnektor, 5/32 Zoll ID Schlauch auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	Für eine einrichtungswite Manschettenstandardisierung	10/Pack
	300671	Konnektor, 5/32 Zoll ID Schlauch auf 10 1/8 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	Für eine einrichtungswite Manschettenstandardisierung	10/Pack
	330057	Konnektor, Schnellkupplungsverschluß auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	Marquette-Monitore der 7000/7010-Serie	10/Pack
	330058	Konnektor, gekoppeltes Subminiatur-Paar auf 1/8 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	Datex Ohmeda-Monitore	10/Pack
	330059	Konnektor, Bajonettstecker auf 3/16 Zoll ID Schlauch, Metall	Philips (Hewlett Packard)-, Siemens-, Datascope- und Spacelabs-Monitore	10/Pack
	330060	Konnektor, Bajonettverbindung weibl. auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Metall	Philips (Hewlett Packard)-, Siemens-, Datascope- und Spacelabs-Monitore	10/Pack
	330061	Konnektor, Subminiatur-Buchse auf 5/32 Zoll ID Schlauch, Kunststoff	GE Eagle-, Dash-, Tram-, Solar-, Mac-Lab-, Cath Lab- und Protocol-Monitore	10/Pack
	330064	Konnektor, Subminiatur-Buchse auf 1/8 Zoll ID Schlauch	Für eine einrichtungswite Manschettenstandardisierung	10/Pack
	330068	Konnektor, Slip-Luer-Anschluß (weibl.) auf 5/32 Zoll ID Schlauch	Für eine einrichtungswite Manschettenstandardisierung	10/Pack
	330070	Konnektor, Subminiatur-Stecker auf 1/8 Zoll ID Schlauch	GE Eagle-, Dash-, Tram-, Solar-, Mac-Lab-, Cath Lab- und Protocol-Monitore	10/Pack

## Reinigungsstöpsel und O-Ringe

Teile-Nr.	Beschreibung	Für	Verpackungseinheit
330072	Reinigungsstöpsel für Subminiatur-Konnektoren von Blutdruckmanschetten	GE-Blutdruckmanschetten mit Subminiatur-Konnektor	50/Pack
300877	Reinigungsstöpsel für Schraub-Konnektoren	GE Critikon-Blutdruckmanschetten mit 2 Schläuchen und Schraub-Konnektoren	50/Pack
330077	O-Ring-Austauschkit – Verbindung Luftschlauch/Monitoranschluss	GE Dinamap PRO Serie-, MPS- und Compact-Monitore	20/Pack
330074	22 Zoll-Adapter zur Schlauchverlängerung	Manuelle Systeme	2/Pack

GE Healthcare  
P.O. Box 900, FIN-00031 GE, Finland  
Tel.: +358 10.394 11 • Fax: +358 9 146 3310

[www.gehealthcare.com](http://www.gehealthcare.com)

© 2007 General Electric Company - Alle Rechte vorbehalten.  
GE und GE Monogram, sind Marken der  
General Electric Company.

GE Healthcare Finland Oy, Teil der General Electric  
Company, wird nun unter dem Namen GE Healthcare geführt.



GE imagination at work