



# Protección contra radiaciones

## Principios que salvan vidas de GE HealthCare

### Controle la exposición a las radiaciones ionizantes

#### Siempre

- 1 Siga los procedimientos y normas locales
- 2 Verifique que sólo personas autorizadas accedan a áreas de radiación controlada o con equipos generadores de radiación
- 3 Conozca los procedimientos de emergencia e informe de los incidentes al responsable de protección radiológica (RPO)
- 4 Use los conceptos ALARA (tan bajo como sea razonablemente posible) para reducir el tiempo de exposición, aumentar la distancia y usar protecciones

#### Nunca

- 1 Haga ninguna actividad si los dispositivos de seguridad, instrumentos de detección de radiaciones o herramientas de manejo de fuentes de radiación están defectuosos
- 2 Ponga su cuerpo o deje que otra persona se ponga en la trayectoria del haz de rayos X principal

