

電源ON/OFFの操作について



このクイックガイドは、Versana Premierをベースに日常的な基本操作の説明をまとめたものです。ご使用になる前に、必ず添付されている取扱説明書・添付文書も併せてご確認ください

製造販売 GEヘルスケア・ジャパン株式会社
販売名称 汎用超音波画像診断装置 Versana Premier
医療機器認証番号 231ABBZX00004000
DOC2276035 rev1



記載内容は、お断り無く変更することがありますので御了承ください。
2019.6 GE Healthcare 超音波本部 Primary Care部


電源ON/OFFの操作について



電源 ON

電源キーを軽く押して下さい。
→立ち上げ動作中・電源ON時には緑色に点灯します。

電源 OFF



1. 電源キーを軽く押して下さい。
2. 画面上の【Shutdown】に合わせてセットを押します。