



NIBP Blutdruckschläuche

Umfassende Lösungen für die nichtinvasive Blutdruckmessungen

GE Healthcare bietet ein umfangreiches Portfolio an NIBP Blutdruckschläuchen für den Einsatz mit Patientenmonitoren von GE Healthcare, die an CRITIKON™ Blutdruckmanschetten angeschlossen werden können. Die Blutdruckschläuche werden in unterschiedlichen Längen und mit Konnektoren speziell für den Einsatz bei Neugeborenen und Kindern/Erwachsenen angeboten. Die Schläuche sind Latex frei und verfügen über einen sicheren Anschluss zur Blutdruckmanschette, sodass Leckagen verhindert werden.



Grauer Kappenanschluss mit DINACLICK Konnektor, f. Erwachsene/Kinder
Kompatibilität: DINAMAP Pro-Serie, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, Patientenmonitore der MPS-Serie

Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058205-001
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2058205-002



DINACLICK-Konnektor, f. Erwachsene/Kinder
Kompatibilität: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patientendatenmodul, Corometrics 120, 128, 129, 259, 259cx, E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN

Länge: 1,2 m Artikelnr. 2058203-001
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058203-002
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2058203-003



DINACLICK Konnektor, f. Erwachsene/Kinder
Kompatibilität: CARESCAPE ONE Patientenmonitor¹

Länge: 1,2 m Artikelnr. 2087389-001
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2087389-002
Länge: 7,2 m Artikelnr. 2087389-003



Grauer Kappenanschluss mit Neo-Snap™-Anschluss, f. Neugeborene
Kompatibilität: DINAMAP Pro-Serie, DINAMAP ProCare, CARESCAPE V100, VC150, Compact, Patientenmonitore der MPS-Serie

Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058206-001



Neo-Snap-Anschluss, f. Neugeborene
Kompatibilität: B20, B40, B105, B125, Dash 3000, 4000, 5000, Tram, CARESCAPE Patientendatenmodul

Länge: 2,4 m Artikelnr. 2058204-002
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2058204-003



Neo-Snap-Anschluss, f. Neugeborene
Kompatibilität: CARESCAPE ONE Patientenmonitor²

Länge: 2,4 m Artikelnr. 2089791-002
Länge: 3,6 m Artikelnr. 2089791-003

Hinweis: Der DINACLICK Konnektor entspricht der internationalen Norm ISO 80369-5 und weist somit ein verringertes Risiko von Fehlverbindungen zu anderen medizinischen Geräten auf.





Weitere Informationen

Weitere Informationen über die umfassenden Manschetten-Lösungen von GE Healthcare finden Sie unter cuffs.gehealthcare.com

HINWEIS: Die NIBP-Messung mit dem E-PSM(P), E-PRESTN, E-PRETN, E-RESTN und MRI Patientenmonitor ist für Patienten mit einem Körpergewicht über 5 kg vorgesehen.

1. CARESCAPE ONE ist nicht in allen Ländern verfügbar und hat keine 510K-Zulassung.

© 2020 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, die genannten Spezifikationen und Funktionen zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem Ansprechpartner bei GE Healthcare. GE und das GE-Monogramm, CARESCAPE, Dash, DINAClick, DINAMAP und Neo-Snap sind Handelsmarken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmiert als GE Healthcare.

JB69159XXb(1)