



Thermopapier

GE EKG-Papier für Ihre Dokumentation

Unsere umfassende Produktreihe an Thermopapier gestattet eine akkurate Kurvenaufzeichnung mit Ihren GE-Geräten und ist in zahlreichen Formaten für unterschiedliche Druckerkonfigurationen lieferbar.

- Das Papier ist in Rollen oder Lagenfaltung, blanko oder mit Raster erhältlich.
- Einige Papiertypen bieten diverse graphische Darstellungen mit Herzfrequenzskalierung für unterschiedliche Patientengruppen.
- Großer Bereich für Patientendaten bei bestimmten Papiertypen.
- Markierungen für Packungsende bzw. Rollenende zeigen an, dass ein Papierwechsel notwendig ist.

Kompatibilität der Produkte

Das EKG-Papier von GE ist validiert und mit den Geräten von GE Healthcare kompatibel.

Artikelnummer	Diagnostische Kardiologie							Patientenüberwachung				Fetalüberwachung	
	CASE	MAC™ 600	MAC™ 800	MAC™ 2000	MAC™ 3500	MAC™ 5500	MAC™ VU360	B850 B650 B450	B30 B40	B105 B125	VC150	Corometrics™	
												170	250cx
2104769-001	x				x	x							
2104772-001				x			x						
2104768-001	x				x	x							
2104773-001		x											
2104775-001			x										
2104770-001					x	x	x						
2104771-001				x	x		x						
2106825-001											x		
2106824-001								x	x	x			
2106823-001								x	x	x			
2104907-001												x	x
2104908-001												x	x

PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

Materialien

Thermopapier für akkurate Kurvenaufzeichnungen und hohe Haltbarkeit zur Archivierung.

Mittleres Gewicht für einen leichten Druckdurchlauf.

Verpackung und Einlage aus recyceltem Material.

Lagerungsbedingungen

Vor der Nutzung

Empfohlene Temperatur 10 ° bis 32 °C.

Das Papier sollte trocken gelagert werden.

Archivierungsbedingungen

Empfohlene Temperatur <25 °C

Relative Luftfeuchtigkeit <70%

In einer dunklen Umgebung lagern, natürliches oder künstliches Licht vermeiden.

Vermeiden Sie den Kontakt mit Chemikalien wie Weichmachern, Ölen, Lösungsmitteln, Wasser und Klebstoffen.

Das Produkt ist möglicherweise nicht in allen Ländern und Regionen verfügbar. Ausführliches Produktdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Kontaktieren Sie für weitere Informationen einen GE Healthcare-Repräsentanten. Siehe auch www.gehealthcare.com/promotional-locations.

Imagination at work

© 2018 General Electric Company – Alle Rechte vorbehalten.

GE Healthcare behält sich das Recht vor, zu einem beliebigen Zeitpunkt und ohne vorherige Ankündigung oder Verpflichtung die genannten Spezifikationen und Funktionen zu ändern oder die Herstellung der Produkte einzustellen. Aktuelle Informationen erhalten Sie von Ihrem GE-Healthcare-Repräsentanten. GE und das GE-Monogramm sind Handelsmarken der General Electric Company. GE Healthcare, ein Geschäftsbereich der General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., firmierend als GE Healthcare. JB60663XE

BESTELLINFORMATIONEN

Diagnostische Kardiologie und Patienten-/Fetalüberwachung

Artikelnummer	Beschreibung
A4-Papier ¹ , mit rotem Raster	
2104769-001	Thermopapier, A4, rotes Raster 195 mm breit, Lagenfaltung, Perforation, 300 Blatt, 8 Packungen
2104772-001	Thermopapier, A4, rotes Raster 205 mm breit, Lagenfaltung, Blockabriss, 150 Blatt, 10 Packungen
Größe 21,6 x 28 cm, mit rotem Raster	
2104768-001	Thermopapier, 21,6 x 28 cm, rotes Raster 200 mm breit, Lagenfaltung, Perforation, 300 Blatt, 8 Packungen
2104773-001	Thermopapier, Breite 80 mm, rotes Raster 75 mm breit, Lagenfaltung, Blockabriss, 280 Blatt, 10 Packungen
2104775-001	Thermopapier, Breite 110 mm, rotes Raster 100 mm breit, Lagenfaltung, Blockabriss, 200 Blatt, 10 Packungen, 40 Packungen/Karton
Größe 21,6 x 28 cm, mit rotem Raster/weißem Datenfeld	
2104770-001	Thermopapier, 21,6 x 28 cm, weißes Patientendatenfeld, rotes Raster 155 mm breit, Lagenfaltung, Perforation, 300 Blatt, 8 Packungen
2104771-001	Thermopapier, 21,6 x 28 cm, weißes Patientendatenfeld, rotes Raster 155 mm breit, Lagenfaltung, Perforation, 150 Blatt, 16 Packungen
Papierrollen, blanko	
2106825-001	Thermopapier, 57,2 mm x 24,4 m, blanko, 10 Rollen
2106824-001	Thermopapier 50 mm x 25,6 m, blanko, 20 Rollen
2106823-001	Thermopapier 50 mm x 27,4 m, blanko, 48 Rollen
Registrierpapier für Fetalüberwachung	
2104907-001	GE Thermopapier für Fetalmonitore, 30-240 HF-Skalierung, Serie 170 und Serie 250cx, 40 Packungen/Karton
2104908-001	GE Thermopapier für Fetalmonitore, 50-210 HF-Skalierung, Serie 170 und Serie 250cx, 40 Packungen/Karton

¹ Nicht für den Verkauf in den USA erhältlich.

Vertrieben von:

GE Healthcare Finland Oy
Kuortaneenkatu 2
00510 Helsinki, Finland
Europe

Hergestellt von:

Graphic Controls
400 Exchange Street
Buffalo, NY 14204
USA

