

TOMORROW TODAY



# 1.5T SIGNA™ HDxt

Actualización SIGNA™ Works Edition



## Obtenga Works y aumente su rendimiento con la última versión de su SIGNA™ MR

Desbloquee el rendimiento de imágenes de resonancia magnética de última generación y los beneficios de productividad al actualizar a 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™ Works Edition.

Actualice rápidamente con una instalación de una semana y sin necesidad de construcción, lo que genera ahorros de costos no solo al mantener su potente imán actual sino también al garantizar el tiempo de actividad.

¿Por qué reemplazar cuando se puede actualizar? Su imán es tan fuerte hoy como lo era cuando se instaló inicialmente. El GE Continuum™ le permite restablecer la vida útil de su escáner existente con nuevas aplicaciones y hardware de última generación.

## CONFIANZA CLÍNICA

Impulsado por SIGNA™ Works

- Aplicaciones avanzadas de corrección de movimiento y respiración libre
- Acelere los tiempos de los exámenes hasta en un 50% con HyperSense
- Diagnósticos significativos para complacer a los médicos remitentes

## INOVACIÓN TECNOLÓGICA

Construido alrededor de su mismo imán fuerte

- Alta SNR con tecnología de RF óptica para acortar los tiempos de escaneo
- Habilite aplicaciones innovadoras y un flujo de trabajo mejorado que permita una mayor productividad y rendimiento

## EXPERIENCIA DE PACIENTE

Comodidad del paciente aumentada

- Niveles de ruido reducidos con ART  
Mesa de poca altura para facilitar el acceso del paciente
- Aplicaciones de respiración libre que permiten corregir el movimiento
- Bobinas Flex de 16 canales para adaptarse a una amplia gama de pacientes

## Ascienda a la siguiente generación SIGNA™ MR

Obtenga Works actualizando su sistema HD elegible con el hardware y las aplicaciones más recientes. El resultado es un sistema de RM capaz de generar imágenes de alta definición incluso en los casos más desafiantes.

La actualización de 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™ Works Edition incluye:

- OpTix RF le permite acceder a aplicaciones adicionales
- Capacidad de 16 canales
- Interfaz de usuario y computadora host actualizada para mejorar el flujo de trabajo
- Software estándar DV28.0 SIGNA™ Works
- Capacidad de servicio extendida
- Opcional:
  - Paquetes avanzados de SIGNA™ Works
  - Bobinas Flex de 16 canales (pequeñas, medianas, grandes)
  - Reemplace las cubiertas desmontables de la mesa y el sistema

## Redefina la productividad con SIGNA™ Works

Deposite su confianza en la plataforma SIGNA™ Works para avanzar en los diagnósticos, al tiempo que permite los resultados del paciente y su retorno de la inversión. Aumente el rendimiento a través de resultados rápidos, consistentes y cuantificables en un flujo de trabajo que se adapta a cualquier paciente.

Obtenga capacidad clínica avanzada a través de las opciones disponibles, como:

- HyperSense para acelerar el tiempo de examen hasta en un 50%
- HyperCube para aumentar la resolución sin tiempo de escaneo adicional
- MAVRIC SL para obtener imágenes de tejidos blandos alrededor de implantes metálicos RM condicionales
- PROPELLER MB para imágenes de diagnóstico reducidas por artefactos de movimiento
- Navegador automático para respirar libremente
- MAGIC ofrece múltiples secuencias en un solo escaneo
- DISCO proporciona imágenes dinámicas 4D extremadamente rápidas
- FOCUS permite imágenes de FOV pequeñas y mayor resolución


**Para obtener más información** sobre la actualización 1.5T SIGNA™ HDxt SIGNA™ Works Edition, comuníquese con su especialista de ventas de GE Healthcare.

## ACELERACIÓN




TOF 3D axial con HyperSense 3:04 min.

## CONSISTENTE



PROPELLER T2 Coronal Corrección de movimiento

## CUANTIFICABLE



Mapa CBF – ASL 3D Axial

## PERSONALICE



Sagittal Inhance 3D Velocity Permite imágenes vasculares sin contraste



© 2021 General Electric Company – Todos los derechos reservados.

SIGNA, GE y el monograma de GE son marcas comerciales de General Electric Company. GE Healthcare, una división de General Electric Company. GE Medical Systems, Inc., operando como GE Healthcare.

Los productos mencionados en este material pueden estar sujetos a regulaciones del gobierno y pueden no estar disponibles en todas las localidades. El embarque y la efectiva comercialización únicamente se podrán realizar si el registro del producto ya ha sido otorgado en su país.

La información en este material se presenta a modo general, aunque se procura que no existan datos inexactos, pueden existir distintas interpretaciones al respecto; esta información puede ser de aplicación restringida en su país.

JB66753XX

[latam.gehealthcare.com](https://latam.gehealthcare.com)