



# Adaptateur Easy-Fil de bouteille pour évaporateur

Les adaptateurs Easy-Fil pour bouteille d'évaporateur GE Healthcare sont testés et vérifiés pour fonctionner avec les évaporateurs GE Healthcare compatibles. Les adaptateurs sont des produits résistants et durables de haute qualité qui permettent de remplir les évaporateurs d'agent halogéné de façon optimale.

- **Résistance** : De nouveaux essais rigoureux sont réalisés pour vérifier l'homogénéité de la pièce afin de garantir la meilleure résistance possible.
- **Qualité** : Toutes les pièces sont testées pour vérifier l'absence de fuites selon trois méthodes différentes, afin de garantir une parfaite étanchéité entre la bouteille d'agent halogéné et l'évaporateur.
- **Durabilité** : Après un test de 1 000 cycles de remplissage, nos adaptateurs réussissent toujours les autres essais, ce qui atteste de leur longévité.

## Compatibilité des produits

- Adaptateur Easy-Fil pour bouteille évaporateur, isoflurane :  
Tous les évaporateurs d'isoflurane avec outil de remplissage Easy-Fil
- Adaptateur Easy-Fil pour bouteille évaporateur, halothane :  
Tous les évaporateurs d'halothane avec outil de remplissage Easy-Fil
- Adaptateur Easy-Fil pour bouteille évaporateur, sevoflurane :  
Tous les évaporateurs de sevoflurane avec outil de remplissage Easy-Fil
- Cassettes Aladin 2 utilisées pour administrer les agents anesthésiques isoflurane et sévoflurane

**Notre équipement.  
Nos accessoires.  
La compatibilité, tout simplement.**

Fiables et performants, les accessoires et consommables GE Healthcare sont conçus pour garantir le fonctionnement optimal de vos appareils.

- Processus de commande simplifié
- Livraison rapide
- Un interlocuteur unique pour des conseils d'expert
- Qualité de l'assistance technique garantie à chaque étape

## CARACTERISTIQUES PRODUITS

### Composition des matériaux

(Tous les adaptateurs Easy-Fil pour bouteille sont garantis sans latex.)

Corps et fixation	Nylon 6/6 avec verre rempli de colorant
Tige	LDPE
Ressort	Acier inoxydable
Joint torique	Teflon

### Longévité suggérée

1 000 cycles de remplissage

### Conditions de stockage

Aucun critère de stockage spécifique ou requis

### Normes ISO

Pièces testées conformément à la norme ISO 5360:2016. Essais internes complémentaires réalisés pour dépasser les exigences de la norme ISO.

## LISTE DES PIÈCES

Référence	Description
2106572-001	Adaptateur Easy-Fil pour bouteille, évaporateur, isoflurane
2106572-002	Adaptateur Easy-Fil pour bouteille, évaporateur, halothane
2106572-003	Adaptateur Easy-Fil pour bouteille, évaporateur, sevoflurane

**Il se peut que ce produit ne soit pas disponible dans certains pays et certaines régions du monde.**

Contactez votre représentant GE Healthcare local pour plus d'informations.

Visitez notre site Internet [www.gehealthcare.fr](http://www.gehealthcare.fr)

*Distribué par :*

Datex-Ohmeda, Inc.



*Fabriqué par :*

Datex-Ohmeda, Inc.  
3030 Ohmeda Drive  
Madison, WI 53718