



GE Healthcare



Atualização do console BrightSpeed

Revitalize seu BrightSpeed 16 CT sem reposição completa do sistema.

Como seu parceiro de serviços, a GE Healthcare tem se comprometido em assegurar que a organização está constantemente otimizando o equipamento para fornecer melhor qualidade de cuidado com o paciente. Oferecemos aos nossos clientes a oportunidade de atualizar o sistema de TC BrightSpeed™ com a versão mais recente do console de operador. Você pode ajudar a melhorar o desempenho e talvez até reduzir a dose de radiação sem comprar um novo sistema de TC.

Por que atualizar?

Embora o ciclo típico de depreciação do computador seja de cerca de 3 anos, muitos consoles BrightSpeed de 16 cortes estão em serviço há mais de 10 anos. Isso pode limitar a nossa capacidade de reparar componentes críticos e assegurar o tempo de funcionamento necessário, e pode também limitar a sua produtividade e fluxo de trabalho clínico.

Atualização dos resultados

- Prolonga a vida atual do sistema de TC
- Melhora a qualidade da imagem de diagnóstico com recursos em ASiR™
- Reduz a exposição dos pacientes à radiação

gehealthcare.com.br

Melhores imagens. Diagnóstico confiante.

Tendo os cuidados ao paciente como prioridade máxima, o seu equipamento de TC permitirá que os médicos obtenham um diagnóstico com mais confiança. Com a mais recente atualização do console BrightSpeed, você poderá se beneficiar com os recursos de Reconstrução Iterativa Estatística Adaptativa (ASiR). O ASiR é a abordagem patenteada da GE Healthcare que resulta em imagens de pacientes com qualidade de diagnóstico, mesmo com configurações de mA reduzidas para aquisição de dados. Os técnicos podem melhorar a detecção de baixo contraste da qualidade de imagem diagnóstica e reduzir o mA para a aquisição.

Reduz os riscos de dosagem

Considerar a gestão de dosagem nas práticas de imagem assegura que a sua organização forneça níveis de radiação mais eficazes e não excessivos. A versão mais recente do console BrightSpeed permite aos médicos satisfazer os requisitos de gestão de dosagem mais recentes e captar imagens de alta qualidade.

Aumente a produtividade e o conforto dos médicos

Com uma taxa de 16 imagens por segundo, a atualização do console BrightSpeed mantém os médicos trabalhando mais rapidamente e com maior precisão. É fundamental para aplicações clínicas avançadas. Além disso, a configuração opcional do Freedom Workspace para o novo console cria um ambiente de trabalho mais ergonômico, oferecendo flexibilidade sentado/em pé e monitor horizontal/vertical enquanto reduz o ruído e o calor. Permite também a localização remota do console.



Características melhoradas do console

- Até 16 FPS (2X mais rápido) velocidade de reconhecimento
- Imagens de diagnóstico de maior qualidade
- Compatibilidade garantida com os mais recentes sistemas de EKG/ECG
- Área de trabalho livre opcional para ambiente de trabalho ergonômico

Recurso	Situação atual*	Atualização do console BrightSpeed
Console do sistema de TC	Vida útil no final ou em aproximação (exemplos incluem: GOC4 e LCGOC)	O novo hardware e sistema operacional acrescenta anos de funcionamento eficaz do sistema
Software	Versão inicial	Versão mais recente com melhorias
Estação de trabalho ergonômico	Pode não estar disponível	Opcional
ASiR	Pode não estar disponível	Opção altamente recomendada

* As situações individuais dos clientes variam. Verifique com o serviço de saúde da GE Healthcare para confirmar a sua chance de atualização.

Entre em contato com o representante local da GE Healthcare para mais informações sobre opções e atualizações de imagem digital. Acesse nosso site gehealthcare.com.br

Os produtos/tecnologias mencionados neste material estão sujeitos à regulamentação do governo. Seu embarque e efetiva comercialização só poderão ocorrer após a aprovação do regulador.

Os produtos/tecnologias podem estar com nome fantasia distinto do aprovado, sua comercialização ocorrerá sob o nome registrado.

©2021 General Electric Company – Todos os direitos reservados.

GE Healthcare reserva-se o direito de fazer alterações nas especificações e nos recursos apresentados nesse documento ou de descontinuar o produto descrito a qualquer momento, sem notificação ou obrigação prévia. Entre em contato com um representante da GE Healthcare para obter informações atualizadas. GE, o monograma da GE, BrightSpeed e ASiR são marcas comerciais da General Electric Company. GE Healthcare, uma divisão da General Electric Company. JB6434 JB00196BR



GE Healthcare