



医疗器械召回事件报告表

(公司内部召回编号: FMI 34120)

提交: ☒ 企业所在地省级食品药品监督管理部门

☒ 器械注册/备案部门

产品名称	本次主动召回实际涉及的部件为流量传感器, 受影响的该部件可能安装在部分 Aelite NXT 麻醉系统上。	注册证或备案凭证编码	安装有受影响部件的 Aelite NXT 麻醉系统注册证号为: 国械注准 20183080330
生产企业名称	Aelite NXT 麻醉系统由 通用电气医疗系统 (中国) 有限公司 生产		
代理人名称	/		
召回单位负责人和联系方式, 经办人和联系方式	负责人: 李延 010-57388736 经办人: 彭一苇 010-57388736		
产品的适用范围	该产品用于在手术期间向患者 (体重大于 3 公斤的新生儿和婴幼儿、儿童和成人) 提供常规吸入式麻醉和呼吸支持, 同时监测和显示患者呼吸参数。		
涉及地区和国家	中国	召回级别	二级
涉及产品生产 (或进口中国) 批次、数量	可能受影响的麻醉系统 1116 台	涉及产品型号、规格	Aelite NXT
识别信息 (如批号)	见 附表 1 识别信息	涉及产品在中国的銷售数量	可能受影响的麻醉系统 1116 台
召回原因简述	本次主动召回实际涉及的部件为流量传感器, 受影响的流量传感器安装在部分麻醉系统 (型号: Aelite NXT) 主机产品上。GE 医疗近期发现 2021 年 6 月前生产的少量流量传感器的管路可能出现损坏 (出现小的孔洞或切口)。此问题可能导致泄漏而使麻醉系统显示不正确的潮气量, 从而可能造成向患者过量通气。目前没有收到因此问题导致伤害的报告。 GE 医疗中国未收到与该问题相关的国内市场反馈、国内投诉和不良事件相关信息。维护高标准的安全和质量是我们的首要任务, GE 医疗决定主动召回受影响产品。		
纠正行动简述 (包括召回要求和处理方式等)	1. GE 医疗将通知客户此问题以及相关检查使用注意事项; 2. GE 医疗将派工程师至现场对受影响的产品进行免费检查和修正; 注: 本次纠正行动不涉及受影响产品的停用及退回。		

报告单位: (盖章)

报告人: 彭一苇



负责人: 李延

报告日期: 2021 年 9 月 22 日

附表 1 识别信息

序号	麻醉系统识别号	序号	麻醉系统识别号	序号	麻醉系统识别号
1	SPC21200174WA	376	SPD19470544WA	751	SPD20390338WA
2	SPC21200175WA	377	SPD19470545WA	752	SPD20390339WA
3	SPD18480026WA	378	SPD19470546WA	753	SPD20390340WA
4	SPD18480027WA	379	SPD19470547WA	754	SPD20390341WA
5	SPD18480028WA	380	SPD19470548WA	755	SPD20390342WA
6	SPD18490029WA	381	SPD19470549WA	756	SPD20390343WA
7	SPD18490030WA	382	SPD19480551WA	757	SPD20390344WA
8	SPD18490031WA	383	SPD19480552WA	758	SPD20390345WA
9	SPD18490032WA	384	SPD19480553WA	759	SPD20390346WA
10	SPD18490033WA	385	SPD19480554WA	760	SPD20390347WA
11	SPD18490034WA	386	SPD19480555WA	761	SPD20390348WA
12	SPD18490035WA	387	SPD19480556WA	762	SPD20390349WA
13	SPD18490036WA	388	SPD19480559WA	763	SPD20390350WA
14	SPD18490037WA	389	SPD19480560WA	764	SPD20390351WA
15	SPD18490038WA	390	SPD19480561WA	765	SPD20390352WA
16	SPD18490039WA	391	SPD19480562WA	766	SPD20390353WA
17	SPD18490040WA	392	SPD19480563WA	767	SPD20390354WA
18	SPD18500041WA	393	SPD19480564WA	768	SPD20390355WA
19	SPD18500043WA	394	SPD19480565WA	769	SPD20390356WA
20	SPD18500044WA	395	SPD19490566WA	770	SPD20390357WA
21	SPD18500045WA	396	SPD19490567WA	771	SPD20390358WA
22	SPD18500046WA	397	SPD19490568WA	772	SPD20390359WA
23	SPD18500047WA	398	SPD19500569WA	773	SPD20400360WA
24	SPD18510048WA	399	SPD19500570WA	774	SPD20400361WA
25	SPD18510049WA	400	SPD19500571WA	775	SPD20400362WA
26	SPD18510050WA	401	SPD19500572WA	776	SPD20400363WA
27	SPD18510051WA	402	SPD19500573WA	777	SPD20400364WA
28	SPD18520052WA	403	SPD19500574WA	778	SPD20400365WA
29	SPD18520053WA	404	SPD19500575WA	779	SPD20400366WA
30	SPD18520054WA	405	SPD19500576WA	780	SPD20400367WA
31	SPD18520055WA	406	SPD19500577WA	781	SPD20420370WA
32	SPD18520056WA	407	SPD19500578WA	782	SPD20440371WA
33	SPD19020001WA	408	SPD19500579WA	783	SPD20450372WA
34	SPD19020002WA	409	SPD19500580WA	784	SPD20450373WA

35	SPD19020006WA	410	SPD19500581WA	785	SPD20450374WA
36	SPD19030012WA	411	SPD19500582WA	786	SPD20450375WA
37	SPD19030013WA	412	SPD19500583WA	787	SPD20450376WA
38	SPD19040014WA	413	SPD19500589WA	788	SPD20450377WA
39	SPD19060015WA	414	SPD19500590WA	789	SPD20450378WA
40	SPD19060016WA	415	SPD19510599WA	790	SPD20450379WA
41	SPD19060017WA	416	SPD19510601WA	791	SPD20450380WA
42	SPD19060018WA	417	SPD19510602WA	792	SPD20450381WA
43	SPD19060019WA	418	SPD19510603WA	793	SPD20450382WA
44	SPD19060020WA	419	SPD19510604WA	794	SPD20450383WA
45	SPD19060021WA	420	SPD19510605WA	795	SPD20450384WA
46	SPD19080022WA	421	SPD19510621WA	796	SPD20460385WA
47	SPD19080023WA	422	SPD19510623WA	797	SPD20460386WA
48	SPD19080024WA	423	SPD19510624WA	798	SPD20460389WA
49	SPD19090025WA	424	SPD19510625WA	799	SPD20460390WA
50	SPD19090026WA	425	SPD19510626WA	800	SPD20460391WA
51	SPD19090027WA	426	SPD19510634WA	801	SPD20460392WA
52	SPD19090028WA	427	SPD19510635WA	802	SPD20460393WA
53	SPD19090029WA	428	SPD19510636WA	803	SPD20460394WA
54	SPD19090030WA	429	SPD19520638WA	804	SPD20460395WA
55	SPD19090031WA	430	SPD19520649WA	805	SPD20460396WA
56	SPD19090032WA	431	SPD19520650WA	806	SPD20470397WA
57	SPD19100033WA	432	SPD19520651WA	807	SPD20470398WA
58	SPD19100034WA	433	SPD19520652WA	808	SPD20470399WA
59	SPD19100037WA	434	SPD19520653WA	809	SPD20470400WA
60	SPD19100038WA	435	SPD19520654WA	810	SPD20470401WA
61	SPD19100039WA	436	SPD19520655WA	811	SPD20470402WA
62	SPD19100045WA	437	SPD19520656WA	812	SPD20470403WA
63	SPD19100046WA	438	SPD19520657WA	813	SPD20470404WA
64	SPD19100047WA	439	SPD20030001WA	814	SPD20480405WA
65	SPD19100048WA	440	SPD20030002WA	815	SPD20480406WA
66	SPD19100049WA	441	SPD20030003WA	816	SPD20480407WA
67	SPD19100050WA	442	SPD20080004WA	817	SPD20480408WA
68	SPD19100051WA	443	SPD20080005WA	818	SPD20480409WA
69	SPD19100052WA	444	SPD20080006WA	819	SPD20480410WA
70	SPD19100053WA	445	SPD20080007WA	820	SPD20480411WA

71	SPD19100054WA	446	SPD20080008WA	821	SPD20480412WA
72	SPD19100056WA	447	SPD20080009WA	822	SPD20480413WA
73	SPD19100058WA	448	SPD20080010WA	823	SPD20480414WA
74	SPD19100059WA	449	SPD20080011WA	824	SPD20480415WA
75	SPD19100060WA	450	SPD20080012WA	825	SPD20480416WA
76	SPD19100061WA	451	SPD20080013WA	826	SPD20480417WA
77	SPD19100062WA	452	SPD20080014WA	827	SPD20480418WA
78	SPD19120063WA	453	SPD20080015WA	828	SPD20480419WA
79	SPD19120065WA	454	SPD20080016WA	829	SPD20480420WA
80	SPD19120066WA	455	SPD20090017WA	830	SPD20480421WA
81	SPD19120069WA	456	SPD20090018WA	831	SPD20480422WA
82	SPD19120070WA	457	SPD20090019WA	832	SPD20480423WA
83	SPD19120071WA	458	SPD20090020WA	833	SPD20480424WA
84	SPD19120072WA	459	SPD20090021WA	834	SPD20480425WA
85	SPD19130117WA	460	SPD20090022WA	835	SPD20480426WA
86	SPD19130118WA	461	SPD20090023WA	836	SPD20480427WA
87	SPD19130120WA	462	SPD20090024WA	837	SPD20480428WA
88	SPD19130121WA	463	SPD20090025WA	838	SPD20480429WA
89	SPD19130123WA	464	SPD20090026WA	839	SPD20480430WA
90	SPD19130126WA	465	SPD20090027WA	840	SPD20480431WA
91	SPD19130127WA	466	SPD20090028WA	841	SPD20480432WA
92	SPD19130128WA	467	SPD20090029WA	842	SPD20480433WA
93	SPD19130129WA	468	SPD20090030WA	843	SPD20480434WA
94	SPD19130130WA	469	SPD20090031WA	844	SPD20480435WA
95	SPD19130131WA	470	SPD20090032WA	845	SPD20480436WA
96	SPD19130132WA	471	SPD20090033WA	846	SPD20480437WA
97	SPD19130133WA	472	SPD20090034WA	847	SPD20480438WA
98	SPD19130134WA	473	SPD20100035WA	848	SPD20480439WA
99	SPD19130135WA	474	SPD20100036WA	849	SPD20480440WA
100	SPD19130137WA	475	SPD20100037WA	850	SPD20480441WA
101	SPD19130138WA	476	SPD20100038WA	851	SPD20480442WA
102	SPD19130139WA	477	SPD20100039WA	852	SPD20480443WA
103	SPD19130141WA	478	SPD20100040WA	853	SPD20480444WA
104	SPD19130142WA	479	SPD20100041WA	854	SPD20480445WA
105	SPD19130143WA	480	SPD20100042WA	855	SPD20480446WA
106	SPD19130144WA	481	SPD20100043WA	856	SPD20480447WA

107	SPD19130145WA	482	SPD20100044WA	857	SPD20500448WA
108	SPD19130166WA	483	SPD20100045WA	858	SPD20500449WA
109	SPD19130167WA	484	SPD20110046WA	859	SPD20500450WA
110	SPD19150168WA	485	SPD20120048WA	860	SPD20500451WA
111	SPD19160170WA	486	SPD20120050WA	861	SPD20500452WA
112	SPD19160171WA	487	SPD20120051WA	862	SPD20500453WA
113	SPD19160172WA	488	SPD20120052WA	863	SPD20500454WA
114	SPD19160174WA	489	SPD20120054WA	864	SPD20500455WA
115	SPD19160177WA	490	SPD20120055WA	865	SPD20500456WA
116	SPD19160178WA	491	SPD20120056WA	866	SPD20500457WA
117	SPD19170179WA	492	SPD20120057WA	867	SPD20500458WA
118	SPD19170180WA	493	SPD20120058WA	868	SPD20500459WA
119	SPD19170181WA	494	SPD20120059WA	869	SPD20500460WA
120	SPD19170182WA	495	SPD20120060WA	870	SPD20500461WA
121	SPD19190184WA	496	SPD20120061WA	871	SPD20510462WA
122	SPD19220185WA	497	SPD20120062WA	872	SPD20510463WA
123	SPD19220187WA	498	SPD20120063WA	873	SPD20510464WA
124	SPD19220188WA	499	SPD20130066WA	874	SPD20510465WA
125	SPD19220189WA	500	SPD20140068WA	875	SPD20510466WA
126	SPD19220190WA	501	SPD20140069WA	876	SPD20510467WA
127	SPD19220192WA	502	SPD20140070WA	877	SPD20510468WA
128	SPD19220193WA	503	SPD20140071WA	878	SPD20510469WA
129	SPD19220194WA	504	SPD20150072WA	879	SPD20510470WA
130	SPD19220198WA	505	SPD20160073WA	880	SPD20510471WA
131	SPD19220199WA	506	SPD20160074WA	881	SPD20510472WA
132	SPD19220200WA	507	SPD20160075WA	882	SPD20510473WA
133	SPD19220202WA	508	SPD20160076WA	883	SPD20510474WA
134	SPD19230203WA	509	SPD20160077WA	884	SPD20510475WA
135	SPD19230204WA	510	SPD20190078WA	885	SPD20510476WA
136	SPD19230205WA	511	SPD20190079WA	886	SPD20510477WA
137	SPD19230206WA	512	SPD20210081WA	887	SPD20510478WA
138	SPD19230211WA	513	SPD20210082WA	888	SPD20510479WA
139	SPD19230212WA	514	SPD20210084WA	889	SPD20510480WA
140	SPD19230213WA	515	SPD20210085WA	890	SPD20510481WA
141	SPD19230214WA	516	SPD20210086WA	891	SPD20510482WA
142	SPD19230215WA	517	SPD20210087WA	892	SPD20510483WA

143	SPD19230216WA	518	SPD20210088WA	893	SPD20510484WA
144	SPD19230217WA	519	SPD20210089WA	894	SPD20510485WA
145	SPD19240219WA	520	SPD20210090WA	895	SPD20510486WA
146	SPD19240220WA	521	SPD20210091WA	896	SPD20510487WA
147	SPD19240221WA	522	SPD20210092WA	897	SPD20520489WA
148	SPD19240222WA	523	SPD20210093WA	898	SPD20520490WA
149	SPD19240223WA	524	SPD20210094WA	899	SPD20520491WA
150	SPD19240224WA	525	SPD20210095WA	900	SPD20520492WA
151	SPD19240230WA	526	SPD20210096WA	901	SPD20520493WA
152	SPD19240231WA	527	SPD20210097WA	902	SPD20520494WA
153	SPD19240232WA	528	SPD20220098WA	903	SPD20520495WA
154	SPD19240233WA	529	SPD20220099WA	904	SPD20520496WA
155	SPD19240234WA	530	SPD20220100WA	905	SPD20520497WA
156	SPD19240235WA	531	SPD20220101WA	906	SPD20520498WA
157	SPD19240236WA	532	SPD20220102WA	907	SPD20520499WA
158	SPD19240237WA	533	SPD20230103WA	908	SPD20520500WA
159	SPD19240238WA	534	SPD20230104WA	909	SPD20520501WA
160	SPD19240239WA	535	SPD20230105WA	910	SPD20520502WA
161	SPD19240240WA	536	SPD20230106WA	911	SPD20520503WA
162	SPD19240241WA	537	SPD20230107WA	912	SPD20520504WA
163	SPD19250242WA	538	SPD20230108WA	913	SPD20520505WA
164	SPD19250243WA	539	SPD20230109WA	914	SPD20520506WA
165	SPD19250244WA	540	SPD20230110WA	915	SPD20520507WA
166	SPD19250245WA	541	SPD20230111WA	916	SPD20520508WA
167	SPD19250246WA	542	SPD20230112WA	917	SPD20520509WA
168	SPD19250247WA	543	SPD20230113WA	918	SPD20520510WA
169	SPD19250248WA	544	SPD20230114WA	919	SPD20520511WA
170	SPD19250249WA	545	SPD20230115WA	920	SPD20520512WA
171	SPD19250250WA	546	SPD20230116WA	921	SPD20520513WA
172	SPD19250251WA	547	SPD20230117WA	922	SPD20520514WA
173	SPD19250252WA	548	SPD20230118WA	923	SPD20520515WA
174	SPD19250253WA	549	SPD20230119WA	924	SPD20520516WA
175	SPD19250254WA	550	SPD20230120WA	925	SPD20520517WA
176	SPD19250255WA	551	SPD20230121WA	926	SPD20520518WA
177	SPD19250256WA	552	SPD20230122WA	927	SPD21020001WA
178	SPD19250260WA	553	SPD20230123WA	928	SPD21020002WA

179	SPD19250261WA	554	SPD20230124WA	929	SPD21020003WA
180	SPD19250262WA	555	SPD20240125WA	930	SPD21030005WA
181	SPD19250263WA	556	SPD20240126WA	931	SPD21030006WA
182	SPD19250264WA	557	SPD20240127WA	932	SPD21030007WA
183	SPD19250265WA	558	SPD20240128WA	933	SPD21030008WA
184	SPD19250266WA	559	SPD20240129WA	934	SPD21030010WA
185	SPD19250275WA	560	SPD20240130WA	935	SPD21030011WA
186	SPD19250276WA	561	SPD20240131WA	936	SPD21030013WA
187	SPD19250277WA	562	SPD20240132WA	937	SPD21030014WA
188	SPD19250278WA	563	SPD20240133WA	938	SPD21030015WA
189	SPD19250279WA	564	SPD20240134WA	939	SPD21030016WA
190	SPD19250280WA	565	SPD20240135WA	940	SPD21030017WA
191	SPD19250281WA	566	SPD20240136WA	941	SPD21030018WA
192	SPD19250282WA	567	SPD20240137WA	942	SPD21030019WA
193	SPD19250283WA	568	SPD20240138WA	943	SPD21030020WA
194	SPD19250284WA	569	SPD20240139WA	944	SPD21030021WA
195	SPD19250285WA	570	SPD20240140WA	945	SPD21030022WA
196	SPD19250286WA	571	SPD20240141WA	946	SPD21030023WA
197	SPD19250287WA	572	SPD20240142WA	947	SPD21030024WA
198	SPD19250288WA	573	SPD20240143WA	948	SPD21030025WA
199	SPD19250289WA	574	SPD20240144WA	949	SPD21030026WA
200	SPD19250290WA	575	SPD20240146WA	950	SPD21030027WA
201	SPD19250291WA	576	SPD20240147WA	951	SPD21030028WA
202	SPD19250292WA	577	SPD20240148WA	952	SPD21030029WA
203	SPD19250293WA	578	SPD20240149WA	953	SPD21030030WA
204	SPD19250294WA	579	SPD20240150WA	954	SPD21030031WA
205	SPD19260295WA	580	SPD20240151WA	955	SPD21030032WA
206	SPD19260296WA	581	SPD20240152WA	956	SPD21030033WA
207	SPD19260297WA	582	SPD20240153WA	957	SPD21030034WA
208	SPD19260298WA	583	SPD20240154WA	958	SPD21060035WA
209	SPD19260301WA	584	SPD20240155WA	959	SPD21060036WA
210	SPD19260302WA	585	SPD20240156WA	960	SPD21070037WA
211	SPD19260303WA	586	SPD20240157WA	961	SPD21070038WA
212	SPD19330306WA	587	SPD20240158WA	962	SPD21070039WA
213	SPD19330307WA	588	SPD20250159WA	963	SPD21070040WA
214	SPD19340308WA	589	SPD20250160WA	964	SPD21070041WA

215	SPD19340309WA	590	SPD20250161WA	965	SPD21070042WA
216	SPD19340310WA	591	SPD20250162WA	966	SPD21070043WA
217	SPD19340311WA	592	SPD20250163WA	967	SPD21070044WA
218	SPD19340312WA	593	SPD20250164WA	968	SPD21070045WA
219	SPD19340313WA	594	SPD20250165WA	969	SPD21070046WA
220	SPD19340314WA	595	SPD20250166WA	970	SPD21070047WA
221	SPD19340315WA	596	SPD20250167WA	971	SPD21070048WA
222	SPD19340316WA	597	SPD20250168WA	972	SPD21070049WA
223	SPD19340317WA	598	SPD20250169WA	973	SPD21070050WA
224	SPD19340318WA	599	SPD20250170WA	974	SPD21070051WA
225	SPD19340319WA	600	SPD20250171WA	975	SPD21070052WA
226	SPD19340320WA	601	SPD20250172WA	976	SPD21070053WA
227	SPD19340321WA	602	SPD20250173WA	977	SPD21080054WA
228	SPD19360324WA	603	SPD20250174WA	978	SPD21080055WA
229	SPD19360325WA	604	SPD20250175WA	979	SPD21080056WA
230	SPD19360326WA	605	SPD20250176WA	980	SPD21080057WA
231	SPD19370327WA	606	SPD20250177WA	981	SPD21080058WA
232	SPD19370328WA	607	SPD20250178WA	982	SPD21080059WA
233	SPD19370329WA	608	SPD20250179WA	983	SPD21080060WA
234	SPD19370330WA	609	SPD20250180WA	984	SPD21090061WA
235	SPD19370331WA	610	SPD20250181WA	985	SPD21100062WA
236	SPD19370332WA	611	SPD20250182WA	986	SPD21100063WA
237	SPD19370335WA	612	SPD20250183WA	987	SPD21100064WA
238	SPD19370336WA	613	SPD20250184WA	988	SPD21100065WA
239	SPD19370337WA	614	SPD20250185WA	989	SPD21100066WA
240	SPD19370338WA	615	SPD20250186WA	990	SPD21110067WA
241	SPD19370339WA	616	SPD20250187WA	991	SPD21110068WA
242	SPD19370340WA	617	SPD20250188WA	992	SPD21110069WA
243	SPD19370346WA	618	SPD20250189WA	993	SPD21110070WA
244	SPD19370347WA	619	SPD20250190WA	994	SPD21110071WA
245	SPD19370348WA	620	SPD20250191WA	995	SPD21110072WA
246	SPD19380349WA	621	SPD20250192WA	996	SPD21110073WA
247	SPD19380350WA	622	SPD20270195WA	997	SPD21110074WA
248	SPD19380351WA	623	SPD20270196WA	998	SPD21110075WA
249	SPD19380352WA	624	SPD20280200WA	999	SPD21120076WA
250	SPD19380354WA	625	SPD20280201WA	1000	SPD21120077WA

251	SPD19380355WA	626	SPD20280202WA	1001	SPD21120078WA
252	SPD19380356WA	627	SPD20280203WA	1002	SPD21120079WA
253	SPD19380357WA	628	SPD20280204WA	1003	SPD21120080WA
254	SPD19380358WA	629	SPD20290205WA	1004	SPD21120081WA
255	SPD19380359WA	630	SPD20290206WA	1005	SPD21120082WA
256	SPD19380360WA	631	SPD20290207WA	1006	SPD21120083WA
257	SPD19380361WA	632	SPD20290208WA	1007	SPD21120084WA
258	SPD19380362WA	633	SPD20290211WA	1008	SPD21120085WA
259	SPD19380363WA	634	SPD20290212WA	1009	SPD21120086WA
260	SPD19380364WA	635	SPD20290213WA	1010	SPD21120087WA
261	SPD19380365WA	636	SPD20290214WA	1011	SPD21120088WA
262	SPD19380366WA	637	SPD20290215WA	1012	SPD21120089WA
263	SPD19380369WA	638	SPD20290216WA	1013	SPD21120090WA
264	SPD19380370WA	639	SPD20300217WA	1014	SPD21120091WA
265	SPD19380371WA	640	SPD20300218WA	1015	SPD21120092WA
266	SPD19380372WA	641	SPD20300219WA	1016	SPD21120093WA
267	SPD19380373WA	642	SPD20300220WA	1017	SPD21140094WA
268	SPD19380376WA	643	SPD20330222WA	1018	SPD21140095WA
269	SPD19380377WA	644	SPD20330223WA	1019	SPD21140096WA
270	SPD19380378WA	645	SPD20330224WA	1020	SPD21140097WA
271	SPD19380389WA	646	SPD20330225WA	1021	SPD21140098WA
272	SPD19380390WA	647	SPD20330226WA	1022	SPD21140099WA
273	SPD19380391WA	648	SPD20330227WA	1023	SPD21150100WA
274	SPD19380392WA	649	SPD20330228WA	1024	SPD21150101WA
275	SPD19380393WA	650	SPD20330229WA	1025	SPD21150102WA
276	SPD19380394WA	651	SPD20330230WA	1026	SPD21150103WA
277	SPD19380395WA	652	SPD20330231WA	1027	SPD21150104WA
278	SPD19380396WA	653	SPD20330232WA	1028	SPD21160105WA
279	SPD19380397WA	654	SPD20330233WA	1029	SPD21160106WA
280	SPD19380398WA	655	SPD20330234WA	1030	SPD21160107WA
281	SPD19380399WA	656	SPD20330235WA	1031	SPD21160108WA
282	SPD19380400WA	657	SPD20330236WA	1032	SPD21160109WA
283	SPD19380401WA	658	SPD20330237WA	1033	SPD21160110WA
284	SPD19380402WA	659	SPD20340238WA	1034	SPD21160111WA
285	SPD19380403WA	660	SPD20340239WA	1035	SPD21160112WA
286	SPD19380408WA	661	SPD20340240WA	1036	SPD21160113WA

287	SPD19380409WA	662	SPD20340241WA	1037	SPD21160114WA
288	SPD19380410WA	663	SPD20340242WA	1038	SPD21160115WA
289	SPD19380411WA	664	SPD20340243WA	1039	SPD21160116WA
290	SPD19390422WA	665	SPD20340244WA	1040	SPD21160119WA
291	SPD19390423WA	666	SPD20340245WA	1041	SPD21160120WA
292	SPD19390424WA	667	SPD20340246WA	1042	SPD21160121WA
293	SPD19390425WA	668	SPD20340247WA	1043	SPD21160122WA
294	SPD19390426WA	669	SPD20340248WA	1044	SPD21160123WA
295	SPD19390438WA	670	SPD20340249WA	1045	SPD21160124WA
296	SPD19390439WA	671	SPD20340250WA	1046	SPD21160125WA
297	SPD19390456WA	672	SPD20340251WA	1047	SPD21160126WA
298	SPD19390457WA	673	SPD20340252WA	1048	SPD21160127WA
299	SPD19390458WA	674	SPD20360253WA	1049	SPD21160128WA
300	SPD19390464WA	675	SPD20370262WA	1050	SPD21160129WA
301	SPD19390465WA	676	SPD20370263WA	1051	SPD21160130WA
302	SPD19390466WA	677	SPD20370264WA	1052	SPD21160131WA
303	SPD19410467WA	678	SPD20370265WA	1053	SPD21160132WA
304	SPD19420468WA	679	SPD20370266WA	1054	SPD21160133WA
305	SPD19420469WA	680	SPD20370267WA	1055	SPD21160134WA
306	SPD19430470WA	681	SPD20370268WA	1056	SPD21170135WA
307	SPD19430471WA	682	SPD20370269WA	1057	SPD21170136WA
308	SPD19430472WA	683	SPD20370270WA	1058	SPD21170137WA
309	SPD19430473WA	684	SPD20370271WA	1059	SPD21170138WA
310	SPD19430474WA	685	SPD20370272WA	1060	SPD21170139WA
311	SPD19430475WA	686	SPD20370273WA	1061	SPD21170140WA
312	SPD19430476WA	687	SPD20370274WA	1062	SPD21170141WA
313	SPD19430477WA	688	SPD20370275WA	1063	SPD21180142WA
314	SPD19430478WA	689	SPD20370276WA	1064	SPD21180143WA
315	SPD19430479WA	690	SPD20370277WA	1065	SPD21180144WA
316	SPD19430480WA	691	SPD20370278WA	1066	SPD21180145WA
317	SPD19430482WA	692	SPD20370279WA	1067	SPD21180146WA
318	SPD19450483WA	693	SPD20370280WA	1068	SPD21180147WA
319	SPD19450484WA	694	SPD20370281WA	1069	SPD21180148WA
320	SPD19450485WA	695	SPD20370282WA	1070	SPD21180149WA
321	SPD19460486WA	696	SPD20380283WA	1071	SPD21190150WA
322	SPD19460487WA	697	SPD20380284WA	1072	SPD21190151WA

323	SPD19460488WA	698	SPD20380285WA	1073	SPD21190152WA
324	SPD19460489WA	699	SPD20380286WA	1074	SPD21190153WA
325	SPD19460490WA	700	SPD20380287WA	1075	SPD21190154WA
326	SPD19460491WA	701	SPD20380288WA	1076	SPD21190155WA
327	SPD19460492WA	702	SPD20380289WA	1077	SPD21190156WA
328	SPD19460493WA	703	SPD20380290WA	1078	SPD21190157WA
329	SPD19460494WA	704	SPD20380291WA	1079	SPD21190158WA
330	SPD19460495WA	705	SPD20380292WA	1080	SPD21190159WA
331	SPD19460496WA	706	SPD20380293WA	1081	SPD21190160WA
332	SPD19460497WA	707	SPD20380294WA	1082	SPD21190161WA
333	SPD19460498WA	708	SPD20380295WA	1083	SPD21190162WA
334	SPD19460499WA	709	SPD20380296WA	1084	SPD21190163WA
335	SPD19460500WA	710	SPD20380297WA	1085	SPD21200164WA
336	SPD19460501WA	711	SPD20380298WA	1086	SPD21200165WA
337	SPD19460502WA	712	SPD20380299WA	1087	SPD21200166WA
338	SPD19460503WA	713	SPD20380300WA	1088	SPD21200167WA
339	SPD19460504WA	714	SPD20380301WA	1089	SPD21200168WA
340	SPD19460505WA	715	SPD20380302WA	1090	SPD21200169WA
341	SPD19460506WA	716	SPD20380303WA	1091	SPD21200170WA
342	SPD19460507WA	717	SPD20380304WA	1092	SPD21200171WA
343	SPD19460508WA	718	SPD20380305WA	1093	SPD21200172WA
344	SPD19460509WA	719	SPD20380306WA	1094	SPD21200176WA
345	SPD19460510WA	720	SPD20380307WA	1095	SPD21200177WA
346	SPD19460511WA	721	SPD20380308WA	1096	SPD21200178WA
347	SPD19460512WA	722	SPD20380309WA	1097	SPD21210179WA
348	SPD19460513WA	723	SPD20380310WA	1098	SPD21210180WA
349	SPD19470514WA	724	SPD20380311WA	1099	SPD21210181WA
350	SPD19470515WA	725	SPD20380312WA	1100	SPD21210182WA
351	SPD19470516WA	726	SPD20380313WA	1101	SPD21210183WA
352	SPD19470517WA	727	SPD20380314WA	1102	SPD21210184WA
353	SPD19470518WA	728	SPD20380315WA	1103	SPD21230187WA
354	SPD19470519WA	729	SPD20380316WA	1104	SPD21230188WA
355	SPD19470520WA	730	SPD20380317WA	1105	SPD21230189WA
356	SPD19470521WA	731	SPD20380318WA	1106	SPD21230191WA
357	SPD19470522WA	732	SPD20380319WA	1107	SPD21230192WA
358	SPD19470523WA	733	SPD20380320WA	1108	SPD21230194WA

359	SPD19470524WA	734	SPD20380321WA	1109	SPD21230195WA
360	SPD19470525WA	735	SPD20380322WA	1110	SPD21230196WA
361	SPD19470526WA	736	SPD20380323WA	1111	SPD21230197WA
362	SPD19470527WA	737	SPD20380324WA	1112	SPD21230198WA
363	SPD19470528WA	738	SPD20380325WA	1113	SPD21230199WA
364	SPD19470529WA	739	SPD20380326WA	1114	SPD21230200WA
365	SPD19470530WA	740	SPD20380327WA	1115	SPD21230201WA
366	SPD19470531WA	741	SPD20380328WA	1116	SPD21230202WA
367	SPD19470532WA	742	SPD20380329WA	/	
368	SPD19470533WA	743	SPD20380330WA		
369	SPD19470534WA	744	SPD20380331WA		
370	SPD19470535WA	745	SPD20390332WA		
371	SPD19470539WA	746	SPD20390333WA		
372	SPD19470540WA	747	SPD20390334WA		
373	SPD19470541WA	748	SPD20390335WA		
374	SPD19470542WA	749	SPD20390336WA		
375	SPD19470543WA	750	SPD20390337WA		